

- ▶ ATPふき取り検査
- ▶ 迅速微生物検査

ルミノメータ

製品名	品名	型番	価格 (税別)
ルミノメータ本体	EnSURE Touch	ETOUCH	220,000 円

オプション

■ ATP 検査キット

製品名	品名	型番	価格 (税別)	内容量
ATP ふき取り検査	Ultrasnap	US2020	25,000 円	100 本 / 箱
ATP ふき取り検査 (高感度)	Supersnap	SUS3000	40,000 円	100 本 / 箱
ATP 水中検査	AQUASNAP TOTAL	AQ-100X (TOTAL ATP)	33,000 円	100 本 / 箱
ATP 水中検査	AQUASNAP FREE	AQ-100FX (FERR ATP) ※	33,000 円	100 本 / 箱

※遊離 (微生物以外) ATP 検査用

■ 迅速微生物検査キット

製品名	品名	型番	価格 (税別)	内容量
一般生菌培養試薬	MicroSnap TOTAL STEP.1	MS1-TOTAL	35,000 円	100 本 / 箱
一般生菌検出試薬	MicroSnap TOTAL STEP.2	MS2-TOTAL	60,000 円	100 本 / 箱
大腸菌・大腸菌群培養試薬	MicroSnap STEP.1	MS1-CEC	35,000 円	100 本 / 箱
大腸菌検出試薬	MicroSnap E.coli STEP.2	MS2-ECOLI	60,000 円	100 本 / 箱
大腸菌群検出試薬	MicroSnapColiform STEP.2	MS2-COLIFORM	60,000 円	100 本 / 箱

■ インキュベータ

製品名	品名	型番	価格 (税別)
ラボ フォーマット インキュベータ	Lab format Incubator	INCUBATOR2	150,000 円
スモール インキュベータ	Small Incubator	INCUBATOR	75,000 円

使い方動画



取扱説明書
(日本語版)



ご使用上のご注意

ご使用に際しては、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※本カタログに記載の仕様、デザイン、価格等は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

ニッタ株式会社

クリーンエンジニアリング事業部
<https://www.nitta.co.jp>

大阪本社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26
TEL.06-6563-1235 FAX.06-6563-1265

東京支店 〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-1
TEL.03-6744-2740 FAX.03-6744-2741

奈良工場 〒639-1085 奈良県大和郡山市池沢町172
TEL.0743-56-9400 FAX.0743-56-4403

2022.05.KY

次世代型ルミノメータ

EnSURE™ Touch



ニッタ株式会社

EnSURE™ Touch



機能概要

- 電源
- 本体スタンド
- 5インチ
飛散防止タッチスクリーン
- 充電ケーブル差込口
(USB Type C)

EnSURE Touchで検査箇所と各基準値を設定 (合格/不合格)



合格/注意/不合格を見やすく表示



【測定グループ / 測定計画】 任意の検査箇所をグループ化 グループごとの検査計画を設定



セキュリティ 2つの権限でユーザー登録 管理者/オペレータ



本体で測定計画やデータ確認が可能に
本体操作で測定データを確認できます。

EnSURE™ Touch は PC やタブレット端末を持たなくても、
いつでもどこでも測定計画を設定。
蓄積された測定結果の確認やトレンド分析も行えます。

クラウド接続およびワイヤレス対応 Wi-Fi 機能で瞬時にクラウドへ同期します。



リスク管理をマスターするために
必要なデータをすべて 1 か所で管理



アイコン説明

- 測定
- 検査箇所の作成
- 計画の作成・実行
- ユーザ切替
- 結果レポート
- 検索
- 同期
- 校正
- 再測定
- MicroSnap モード
- 設定